

CAMICE TNT+PE	0060026
Documentazione tecnica	Pagina 2

1. Metodo di stoccaggio e di conservazione

La colorazione del prodotto è stabile ed antiriflesso, il dispositivo non subisce variazioni da interazioni alle normali condizioni di immagazzinaggio. Conservare in luogo asciutto al riparo da luce diretta e fonti di calore. Movimentare con cura. Utilizzare il prodotto sterile prima della scadenza indicata nella confezione e solo a confezionamento integro. Queste informazioni sono contenute nel foglio illustrativo che accompagna il prodotto.

2. Metodo di smaltimento

Non disperdere il prodotto nell'ambiente. Smaltire il dispositivo usato come rifiuto speciale secondo le normative vigenti nel paese di utilizzo. Non contiene composti clorurati e non produce gas tossici né inquinanti all'atto dell'incenerimento.

3. Biocompatibilità, lattice naturale e ftalati

Tutti i materiali utilizzati nella fabbricazione del dispositivo sono di grado medicale, la loro tossicità viene testata, come viene testata la compatibilità cutanea relativamente alla destinazione d'uso dei prodotti, conformemente a quanto previsto dalla Direttiva 93/42/CEE e dalla norma ISO 10993 e non contengono ftalati e lattice naturale (DEHP FREE – LATEX FREE).

Il dispositivo è privo di peluria, di odori ed è ipoallergenico. Non sono contenuti materiali che possono provocare allergie o manifestazioni cutanee.